

# BOLSA GUARDA MASCARILLAS BIOVEST

Bolsa lavable y reutilizable para mantener las propiedades higiénicas de su mascarilla y poder guardarla cómodamente.

Tejido con tratamiento hidrofugado y biocida, ideal para guardar objetos (teléfonos, mandos a distancia, pendientes, relojes, etc.)



Bolsa guarda mascarillas Modelo Biovest Action



Bolsa lavable y reutilizable




Ideal para guardar todo tipo de objetos



Eficacia de filtración bacteriana



Tejido con tratamiento hidrofugado



Tejido con certificado GRS (Global Recycled Standard)

EMPRESA  
ASOCIADA A LA  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE EMPRESAS DE  
LA CONFECCIÓN



TALLA ÚNICA.

TAMAÑO ÚTIL: 13 x 18 cm.

PRESENTADA EN BOLSA DE PAPEL  
RECICLADO CON DATOS TÉCNICOS.



TEJIDO Y CONFECCIÓN  
CERTIFICADO ITEL C-13214



BIOVEST

Confección y distribución:  
TEXCON Y CALIDAD, S.L. - B-45769817  
Carretera Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño  
45694 Talavera la Nueva - Toledo  
T. 925 850 545 - direccion@texconycalidad.com  
[www.texconycalidad.com](http://www.texconycalidad.com)  
[www.biovest.es](http://www.biovest.es)



Modelo Biovest Fire



Modelo Biovest 70's



Modelo Biovest Smile

Las bolsas porta mascarillas BioVest están confeccionadas para un correcto guardado de su mascarilla, ofreciendo una alta eficacia frente a la penetración microbiana, aerosoles y partículas. Destaca por su durabilidad sin perder prestaciones (más de 60 lavados). Diseñada y confeccionada 100% con mucho mimo en España.

---

Alto grado de eficacia de filtración de partículas (+94%) y aerosoles (+95%)

---

Alto grado de eficacia de filtración bacteriana, superior al 93%

---

Bolsa con cierre cordón HQ, evitando el manipulado inconsciente del interior de la bolsa.

---

Cordon de fácil apertura-cierre y largura idónea para su manejo.

---

Resistente a la abrasión, rotura y tensión.

---

Tejido de alta calidad anti-pilling (no desprende pelusas) y libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

---

Tejido sensible con la piel: Todas las zonas que entran en contacto con la piel no provocan irritación.

---

Este producto no es un EPI ni un producto sanitario. Uso personal.

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO:



Lavado suave a 60°



No usar lejía



140 grados durante 10 -15 segundos



No lavar en seco



Permite secadora a temperatura baja (70°)

**DISEÑADA Y  
FABRICADA  
EN ESPAÑA  
(EUROPA)**

Confección y distribución:  
TEXCON Y CALIDAD, S.L. - B-45769817  
Carretera Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño  
45694 Talavera la Nueva - Toledo  
T. 925 850 545 - direccion@texconycalidad.com  
[www.texconycalidad.com](http://www.texconycalidad.com)  
[www.biovest.es](http://www.biovest.es)



TEJIDO Y CONFECCIÓN  
CERTIFICADO ITEL C-13214



**BIOVEST**